

Sicherheitshinweise

Verboten!

- Nicht im Badezimmer aufladen! Stellen Sie das Ladegerät nicht auf oder in die Nähe von Wasserbehältern (z. B. Badewannen, Schwimmbecken usw.).
- Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Der Austausch darf nur durch den Kundendienst unseres Unternehmens vorgenommen werden. Laien ist es untersagt, dieses Produkt zu demontieren.
- Tauschen Sie das Ladekabel nicht selbst aus.
Wenn das Ladekabel beschädigt ist, darf das Ladegerät unter keinen Umständen mehr verwendet werden, um Gefahren zu vermeiden.

Achtung!

- Um die Sicherheit zu gewährleisten, darf das Produkt von folgenden Personen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden: Kinder zwischen 3 und 8 Jahren, Personen mit Gliedmaßen, geistigen oder sensorischen Behinderungen sowie Personen, denen es an entsprechender Erfahrung und Wissen mangelt. Wenn sie unbeaufsichtigt sind, dürfen Kinder das Produkt nicht reinigen oder warten. Bewahren Sie das Produkt und die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Warnung!

- Bei der erstmaligen Verwendung dieses Produkts kann es bei einigen Personen zu Zahnreizungen oder einem Kribbeln kommen, was ein normales Phänomen ist, das durch die schnellen Vibrationen der Borsten verursacht wird. Wenn dieser Zustand nach zwei Wochen ununterbrochener Anwendung anhält, sollten Sie das Produkt nicht mehr verwenden und Ihren Zahnarzt kontaktieren.
- Wenn Sie während der Anwendung Schmerzen verspüren, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde und die Ladeanzeige während des Ladevorgangs nicht erscheint, warten Sie bitte 6-10 Minuten, bis sie wieder erscheint.
- Während des Ladevorgangs wird der Hauptteil der Zahnbürste leicht heiß, was eine normale Erscheinung ist. Wenn sie sich überhitzt, schalten Sie bitte sofort den Strom ab und bringen Sie sie zur Überprüfung zu unserem autorisierten Kundendienst.

Hinweis

- Dieses Produkt unterstützt nur die Verwendung unseres speziellen Bürstenkopfes und des dazugehörigen Ladegeräts.
- Dieses Produkt ist nur für die Reinigung von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
- Dieses Produkt ist ein persönliches Produkt und kann nicht in Zahnkliniken oder für mehrere Patienten gleichzeitig verwendet werden.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt, setzen Sie es nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Lagern Sie es bei Raumtemperatur und an einem trockenen und belüfteten Ort.
- Die Haltbarkeit des Produkts beträgt 3 Jahre.

Personen mit den folgenden Symptomen sollten das Produkt nicht verwenden oder vor der Verwendung einen Zahnarzt konsultieren:

1. Personen, die gerade eine orale/parodontale Operation hinter sich haben oder sich innerhalb von 2 Monaten einer Behandlung unterziehen.
2. Personen, die andere Symptome in der Mundhöhle (einschließlich solcher mit schwachem Gebiss oder ständigem Zahnfleischbluten usw.) haben.
3. Personen mit einer empfindlichen oder anfälligen Mundhöhle.

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie das Ladegerät nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Waschen Sie Zahnbürstenköpfe, Griffe, Ladegeräte, Ladegerätabdeckungen oder Sterilisatoren nicht in der Spülmaschine.
- Achten Sie darauf, dass keine Haarpflegeprodukte (z. B. Gele, Öle) oder Handdesinfektionsmittel mit dem Gerät in Kontakt kommen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Reinigen Sie das Ladegerät regelmäßig, um die Ansammlung von Staub und Schmutz zu vermeiden, die die Leitfähigkeit beeinträchtigen und zu unnötigen Schäden wie Überhitzung oder Stromschlag führen könnten.
- Bevor Sie die Zahnbürste entsorgen, bringen Sie sie zu einem von unserem Unternehmen autorisierten Kundendienstzentrum, um den Akku zu entfernen.
- Hinweis: Lesen Sie die Sicherheitshinweise zu diesem Produkt vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.

Aufladen

- Um die Zahnbürste zu benutzen, schalten Sie sie ein. Wenn sie wenig oder kein Akku hat, laden Sie sie vollständig auf.
- Wenn das Produkt mehr als 6 Monate lang nicht benutzt wurde, laden Sie es entsprechend den Ladevorschriften vollständig auf.
- Wenn die Ladeanzeige während des Gebrauchs mehrmals schnell blinkt und die Zahnbürste vibriert, ist der Akku der Zahnbürste schwach.
- Stellen Sie die Zahnbürste auf das Ladegerät und vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät fest mit der Stromquelle verbunden ist.
- Die Leuchte blinkt, um anzuzeigen, dass die Zahnbürste geladen wird. Sie leuchtet durchgehend, wenn sie vollständig aufgeladen ist.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht aufgeladen wurde, leuchtet die Anzeige während des Ladevorgangs nach 6-10 Minuten auf, was normal ist. Hinweis: Bitte laden Sie das Gerät sicher auf, um die Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten.

Modi

- Sanfter Modus - Sanfte Massage für Zähne und Zahnfleisch
- Poliermodus - Poliert Ihre Zähne
- Whitning-Modus - Hellt die Zähne auf
- Reinigungsmodus - Gründliche Reinigung Ihrer Zähne (Standardmodus)

Zähneputzen

- Die Empfehlung von Zahnärzten: Putzen Sie Ihre Zähne zweimal täglich für zwei Minuten.
- Wenn Sie dieses Produkt verwenden, wird alle 30 Sekunden eine kurze Pause eingelegt, um Sie daran zu erinnern, den Putzbereich zu wechseln. Putzen Sie die vier Bereiche des Mundes auf ausgewogene Weise, um einen Reinigungseffekt zu erzielen.

Anwendungsschritte

1. Lassen Sie einen Spalt zwischen dem Bürstenkörper und der Abtriebswelle, der für die normale Vibration des Bürstenkopfes notwendig ist.
2. Um ein Verspritzen der Zahnpasta zu vermeiden, tragen Sie vor dem Gebrauch eine kleine Menge Zahnpasta auf den Bürstenkopf auf.
3. Befeuchten Sie ihn zuerst, nehmen Sie ihn in den Mund und schalten Sie die Zahnbürste dann ein.
4. Bewegen Sie die Zahnbürste langsam mit den Borsten zum Zahnfleisch in einem 45-Grad-Winkel.
5. Bewegen Sie die Zahnbürste sanft in kreisenden Bewegungen. Drücken oder schrubben Sie nicht zu fest.
6. Spülen Sie Ihren Mund während des Zähneputzens mit Wasser aus.

Pflege

1. Reinigen Sie den Bürstenkopf. Reinigen Sie den Bürstenkopf und die Borsten nach jedem Gebrauch und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Ziehen Sie nicht an den Borsten, damit sie sich nicht verformen oder herausfallen.
2. Reinigen Sie den Bürstenkörper. Wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Legen Sie die Bürste nicht über einen längeren Zeitraum in Wasser ein. Verwenden Sie zur Reinigung kein Wasser über 40°C oder säurehaltige Reinigungsmittel.
3. Verwenden Sie zum Reinigen der Ladestation am besten ein weiches Tuch. Verwenden Sie kein Wasser zum Abspülen.
4. Tauschen Sie den Bürstenkopf aus. Es wird empfohlen, den Bürstenkopf alle drei Monate auszutauschen.

Hinweis: Regelmäßige Reinigung kann die Lebensdauer des Produkts verlängern.

Hinweis zum Umweltschutz

Der eingebaute Akku der Schallzahnbürste enthält Substanzen, die die Umwelt belasten können. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll. Nehmen Sie die Batterien heraus und werfen Sie sie in den Batterie-Recycling-Behälter und geben Sie die Produkte bei einem offiziell ausgewiesenen Recyclingzentrum ab. Diese Vorgehensweise trägt zum Schutz der Umwelt bei. Sollten beim Entfernen der Batterie Probleme auftreten, können Sie das Produkt zur fachgerechten Behandlung an ein Service-Center schicken.

Fehlersuche

Problem	Grund	Lösung
Geringere Vibrationsintensität	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Zahnbürste wird fest an die Zähne gedrückt. 2. Der Bürstenkopf ist in engem Kontakt mit dem Griff. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setzen Sie den Bürstenkopf vorsichtig auf die Zähne. 2. Nehmen Sie den Bürstenkopf vom Griff ab und setzen Sie ihn auf die Abtriebswelle.
Selbst nach dem Aufladen funktioniert die Zahnbürste nur für kurze Zeit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Zahnbürste wird nicht senkrecht auf das Ladegerät gestellt, so dass sie nicht aufgeladen werden kann. 2. Schwacher Akku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unzureichende Ladezeit. 2. Das Produkt wurde seit mehr als 6 Monaten nicht mehr benutzt. 3. Der Akku hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht.
Zahnbürste funktioniert nicht mehr	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Zahnbürste wird fest an die Zähne gedrückt. 2. Der Bürstenkopf ist in engem Kontakt mit dem Griff. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Laden Sie die Zahnbürste auf. Stellen Sie die Zahnbürste senkrecht auf das Ladegerät, so dass die Unterseite der Zahnbürste richtig mit dem Ladegerät in Kontakt ist und das rote Licht aufleuchtet. 4. Senden Sie die Zahnbürste zur Überprüfung und Reparatur an ein autorisiertes Servicezentrum.

Hinweis: Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser autorisiertes Service-Center.

Parameter

Name des Produkts	Elektrische Schallzahnbürste GentleSonic
Modell des Produkts	GH-07
Kapazität des Produkts	500mAh
Leistung	1,2W
Spannung	3,7V
Anwendbarer Bereich	Erwachsene
Ladezeit	etwa 8 Stunden
Vollständig aufgeladen	Die Kontrollleuchte leuchtet
Dauer der Nutzung	Etwa 30 Tage
Haltbarkeit	3 Jahre bei zweimal täglicher Anwendung für 2 Minuten.
Größe des Produkts	153,65 * 25,85 * 25,83 mm

Produkt-Zubehör

Standardkonfiguration 1x
 Zahnbürste
 2x Bürstenköpfe
 1x Ladestation
 1x Tragetasche